

A grayscale photograph of a person in a white lab coat pushing a wheelchair. The person is seen from the side, wearing a white lab coat and dark pants. The wheelchair is in the foreground, with its large rear wheel and smaller front wheel visible. The background is plain white. A yellow rectangular bar is at the top of the page. The text 'Ausili per la vita quotidiana' is overlaid in blue serif font on a semi-transparent white background.

# Ausili per la vita quotidiana

## Comoda doccia



Comoda per doccia con sedile wc imbottito e ruote. Braccioli abbattibili al livello della seduta. Portata 95 Kg

**art. 08.01.0026**

## Comoda doccia



Comoda doccia wc e autospinta. Braccioli abbattibili al livello della seduta. Portata 95 Kg

**art. 08.01.0025**

## Rialzo wc



Rialzo per wc completo di braccioli, modulabile in altezza ed adattabile a qualsiasi tipo di tazza. Completo di spessori per regolare l'altezza, viene fissato al wc attraverso i fori posti per l'ancoraggio del coperchio

**art. 08.01.0058**

## Carrozzina Breezy 105



Carrozzina pieghevole Breezy 105 con telaio stabilizzante. Braccioli ridotti ed estraibili. Larghezza di seduta: da 37 a 46 cm. Pedane separate estraibili con appoggipiedi ribaltabili. Portata 95 Kg. Peso 18,5 Kg

**art. 08.01.0029**

## Carrozzina Breezy 305



Carrozzina pieghevole Breezy 305 con telaio stabilizzante senza saldature in lega leggera (alluminio). Braccioli ridotti estraibili e ribaltabili. Ruote anteriori in gomma morbida 200x32 mm. Ruote posteriori da 24 in gomma morbida con corrimano. Pedane separate, estraibili, girevoli internamente ed esternamente, con appoggipiedi ribaltabili e cinturino fermapièdi. Struttura a doppia crociera. Tre larghezze di seduta: 36/40/44 cm. Portata 120 Kg. Peso 15 Kg

**art. 08.01.0028**

## Comoda

Comoda imbottita con schienale reclinabile e sedile WC. Struttura rigida un acciaio cromato. Sedile rigido imbottito, con wc estraibile dal retro. Schienale rigido imbottito ad inclinazione regolabile ed estraibile. Braccioli a scrivania estraibili con imbottitura e fianchetto para-abiti. Ruote anteriori in gomma morbida 200x32 mm. Ruote posteriori da 24 in gomma morbida con corrimano. Pedane con reggi-gamba estraibili, regolazione dell'inclinazione e dell'altezza. Larghezza sedile cm 43. Profondità sedile cm 47. Altezza sedile da terra cm 49. Altezza schienale cm 52. Larghezza totale cm 64. Profondità totale cm 117. Peso 24 Kg. Portata 100 kg

**art. 08.01.0030**



## Carrozzina Breezy 121



Carrozzina pieghevole con telaio stabilizzante, schienale reclinabile, prolunga schienale, pedane ad inclinazione regolabile. Indicata ad una utenza anziana con gravi disabilità. Lo schienale alto e reclinabile migliora il controllo e la stabilità del tronco, permette di variare velocemente la postura aumentando il tempo di tolleranza alla posizione seduta

**Configurazione standard:**  
 Colore telaio: Cromato.  
 Braccioli ridotti per tavolo estraibili. Ruote in gomma morbida anteriori 200x32 mm, pneumatiche posteriori 600 mm.  
 4 Larghezze seduta: 36cm/40cm/44cm/48cm.  
 Teli ignifughi lavabili.  
 Portata max kg 95. Pedane separate estraibili a inclinazione regolabile con appoggiapiedi ribaltabili.  
 Schienale regolabile in inclinazione. Prolunga dello schienale. Peso kg 24

**art. 08.01.0060**

## Stampelle



Stampella alluminio regolabile in altezza, appoggio all'avambraccio regolabile (2 pz)

**art. 08.01.0001**

## Bastone



Bastone da passeggio in lega leggera, con puntale di appoggio e impugnatura curva. Regolabile da 73 a 95,5 cm

**art. 08.01.0034**

## Bastone



Bastone da passeggio in lega leggera, con puntale di appoggio e impugnatura fisiologica. Regolabile da 73 a 95,5 cm

**art. 08.01.0033**

## Tripode



Tripode con appoggio antibracchiale in tubo di acciaio cromato. Regolabile in altezza alla manopola da 70 a 100 cm (2 pz)

**art. 08.01.0032**

## Tripode



Tripode in tubo di acciaio cromato con puntale in gomma, impugnatura in plastica stampata, regolabile in altezza su 10 posizioni (2 pz)

**art. 08.01.0031**

## Quadripode



Quadripode in tubo di acciaio cromato con puntale in gomma, impugnatura in plastica stampata, regolabile in altezza da 77 a 104,5 cm (2 pz)

**art. 08.01.0002**

## Girellino



Girellino smontabile, realizzato in acciaio cromato, regolabile in altezza da cm 76 a cm 93,5. Quattro ruote piroettanti. Predisposto per utilizzo con appoggi antibracchiali, tavolino e sedile

### Accessori:

- art. 08.01.0038 Appoggi antibracchiali (2 pz)
- art. 08.01.0039 Tavolino con incavo
- art. 08.01.0040 Sedile per girellino

**art. 08.01.0037**

## Deambulatore articolato



Deambulatore articolato in tubo di acciaio cromato. Regolabile in altezza da cm 79 a cm 94

**art. 08.01.0042**

## Girello



Girello smontabile realizzato in acciaio cromato con appoggi ascellari regolabili in altezza da 115 a 114 cm. Quattro ruote piroettanti. Predisposto per utilizzo con sedile

### Accessori:

- art. 08.01.0036 Sedile per girello

**art. 08.01.0035**

## Deambulatore



Deambulatore in acciaio cromato, ruote anteriori unidirezionali, puntali posteriori antiscivolo

**art. 08.01.0003**

Misura Media h cm 50/75

**art. 08.01.0004**

Misura Grande h cm 70/95

## Standing Up 100



La regolazione dei componenti consente la personalizzazione dello standing. Coppia di sandali per la posizione dei piedi: intra-extra rotazione, antero e postero, adduzione e abduzione. L'accessibilità alla pedana con l'apertura e la chiusura dei supporti posteriori, gestiti da una leva, permettono all'utilizzatore il trasferimento in modo autonomo. Struttura in acciaio verniciato con parti scorrevoli cromate, quattro ruote piroettanti di cui due frenanti. Tavolo in ABS ad altezza ed inclinazione regolabile. Cuscini imbottiti e regolabili in più posizioni

**art. 08.01.0018**

## Standing Up 800 elettrico



Versione elettrica con sellino. È uno stabilizzatore che dopo la necessaria predisposizione, consente all'utente di assumere e mantenere autonomamente la postura eretta e di essere trasferito in ambienti interni con l'assistenza di un operatore. La verticalizzazione è completamente assistita da un attuatore elettrico alimentato da batterie ricaricabili con un comando a pulsantiera accessibile dall'utente. Durante il sollevamento l'utente può fermarsi in qualunque fase intermedia sempre sostenuto dal sellino sottostante. Se l'utente non controlla il tronco o non è sufficientemente attento e lucido deve essere sorvegliato da un operatore.

Il contenimento in sicurezza dell'utente in posizione eretta è assicurato dallo stesso sellino che lo accompagna continuamente durante la verticalizzazione, ed in postura eretta svolge funzione di supporto lombare.

Peso Kg 49

Portata massima Kg 150

**art. 08.01.0019**

## Standing Up 400 a gas



Versione a gas con sellino. È uno stabilizzatore che, dopo la necessaria predisposizione, consente all'utente di assumere e mantenere autonomamente la postura eretta e di essere trasferito in ambienti interni con l'assistenza di un operatore. La verticalizzazione è parzialmente assistita dal dispositivo "BLOC-O-LIFT" che garantisce una spinta sul sellino servo-assistito a gas riducendo parzialmente il peso che l'utente deve trasferire durante il sollevamento. Durante il sollevamento l'utente può fermarsi in qualunque fase intermedia sempre sostenuto dal sellino sottostante e ciò è consentito da due comandi ergonomici, regolabili e posizionati su un maniglione e a lato del tavolo. Per la verticalizzazione egli può afferrarsi ai maniglioni laterali ed ai bordi sagomati del tavolo di servizio. Se l'utente non è in grado di portarsi in posizione eretta con il solo aiuto dell'ausilio deve essere assistito da un operatore. Il contenimento in sicurezza dell'utente in posizione eretta è assicurato dallo stesso sellino che lo accompagna continuamente durante la verticalizzazione ed in postura eretta svolge funzione di supporto lombare. L'ausilio è utilizzabile anche senza il tavolo di servizio purchè venga utilizzato il supporto frontale, accessorio cod. 01310. Peso kg 45. Portata massima kg 150

**art. 08.01.0023**

## Cinture di sicurezza per letto e carrozzine



**art. 08.01.0043**

Cintura di sicurezza  
per letto 1135



**art. 08.01.0044**

Cintura di sicurezza  
per letto 1231



**art. 08.01.0045**

Cintura di sicurezza  
per letto 1332



**art. 08.01.0047**

Gilet di sicurezza  
per letto 3320



**art. 08.01.0049**

Cintura sicurezza  
carrozzina 4220



**art. 08.01.0050**

Cintura sicurezza  
carrozzina 4126Q



**art. 08.01.0051**

Cintura sicurezza  
carrozzina 4127



**art. 08.01.0055**

Supporto pelvico  
carrozzina 4430



**art. 08.01.0056**

Cintura sicurezza  
carrozzina/letto 4125



**art. 08.01.0021**

Bracciale di immobilizzazione